Verneblersteckventil mit Aufnahme AIR/O2



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900765

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Aufnahme AIR/O2

Steckergerät

fest eingestellt mit Aufnahme (oben) und

Kombistecker, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle.

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 5 l/min ± 20%

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH