Schlauch, AIR, 2m DIN-NIST, fn gewinke



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	505097

Beschreibung

Sonder-Niederdruck-Schlauchleitung

++ MukoStar ++

Schlauchleitung zur Versorgung des Gerätes MukoStar mit Druckluft 5 bar aus einer Entnahmestelle;

Winkelstecker mit Schlauch
mit Rückschlagventil, Schlauchdurchmesser 6,7mm
und Geräteanschluss NIST - 90° gewinkelt

Spezifikation:
Gasart: medizinische Luft / AIR
Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
Schlauchlänge: 2 m
Farbkennzeichnung: Farbneutral
Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

90° gewinkelt

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH