Verneblersteckventil mit Klammer AIR



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	500370

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil AIR

Steckergerät

Verneblersteeckventil fest eingestellt, mit Seitenklammer,

zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle,

mit Flowtülle

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF/Flowtülle

Leistung: 5 l/min ± 20%

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH