
Falke m. Flow Stand. O2 DIN 9/16



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	910350

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;

stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle) unten

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH