
Winkelstecker O2 Tülle 7mm, DIN, ISO V4A



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	505150

Beschreibung

Winkelstecker für Sauerstoff

mit 6 mm Tülle und Rückschlagventil

Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (weiß)

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH