Habicht Schiene, O2, NIST, Kolibri antim



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	500092

Beschreibung

Notversorgungseinheit

Absaug- und Insufflationseinheit, für Sauerstoff

SCHIENENGERÄT NIST

ANTIMAGNETISCH

Kombigerät zur Befestigung an einer Geräteschiene; Gasversorgung über einen Druckminderer oder eine Gasentnahmestelle; Ejektorregler mit Vakuummeter, Feinregulierventil und Schalldämpfer mit Filteraufnahme; Kompaktflowmeter Kolibri mit 10 Flow-Raststufen

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang Flowmeter: 9/16-18 UNF mit Flowtülle

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Abgang Ejektor: Vakuumtülle

bestehend aus:

-Schienenklemme mit Druckeingang NIST

-Verteilerblock, Distanzstück

-Kolibri Standard 0...15 l/min

-Ejektor-Regler, 0 bis -0,9 bar

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH