Doppelflowmeter, DIN, O2, 0-15l/min



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900745

Beschreibung

Doppelflowmeter, O2, DIN

-STECKERGERÄT-

Medizinisches Doppelflowmeter,

druckkompensiert nach DIN EN ISO 15002,

mit Feinregulierventil zur Dosierung des Flows,

zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 2 x 9/16-18 UNF

Leistung: je 0...15 l/min stufenlos regelbar

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

Eigenschaften

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH