
Winkelstecker O2 93 Tülle 7mm DIN ISO



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900645

Beschreibung

Winkelstecker für O2 93

mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: Sauerstoff 93

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: ISO 32

Eigenschaften

Gasart	O2 93-Sauerstoff 93

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH