Air Motor Forano, Unterputz/Hohlwand



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	902090

Beschreibung

Entnahmestelle Air Motor FORANO

Zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge mit Druckluft;
mit Rückführung für verbrauchte Luft; mit Rückschlagventil.
Ganzmetallausführung - Frontplatte und Einbaugehäuse
aus Edelstahl.

Einbauart: Unterputz/Hohlwand
Eingang: CU-Rohr 8x1 mm
Ausgang: CU-Rohr 15x1 mm
Norm: DIN 13260-2 (Typ 1), DIN EN ISO 9170-1

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH