Vakuumregler Specht -90 AIR Stecker DIN



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900960

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-90, Steckergerät DIN

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.
Technische Daten:
Gasart: Druckluft / AIR
Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
Regelbereich: 0 bis -85 kPa (0 bis -0,85 bar)
Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH