Vakuumreg. Pirol 2.0 -30,VAC,STECKER,DIN



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	904606

Beschreibung

Vakuumregler Pirol -30, Steckergerät DIN

Medizinischer Vakuumregler zur Dosierung des Vakuums.
Mit 360° drehbarem Manometer; großes, ergonomisches Einstellhandrad. Durch die Einstellmechanik ist eine stufenlose, genaue und intuitive Regelung des Vakuums möglich. Das drehbare Manometer ermöglicht dem Anwender das Ablesen des eingestellten Wertes aus einem optimalen Blickwinkel.
Die Reglereinheit erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 10079-3 (high vacuum /high flow).
Material:
Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Handrad: Kunststoff
Steckervorderteil: Edelstahl
Technische Daten:

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -30 kPa ± 10%

Leistung: > 20 l Freeflow/min

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart	VAC-Vakuum

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH