Flowmeter, DIN, O2, 0-15l/min verlängert



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900754

Beschreibung

Flowmeter, O2, 0...15 l/min

mit Verlängerung

STECKERGERÄT

Medizinisches Flowmeter, druckkompensiert nach DIN EN ISO 15002, mit Verlängerung, Feinregulierventil zur Dosierung des Flows, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Gasart: Sauerstoff - O2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 131,50 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow)

Abgang: 9/16 -18 UNF

Leistung: 0...15 l/min stufenlos regelbar

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH