Kolibri, Schiene O2 Standard - NIST CH



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	505645

Beschreibung

Kolibri, O2, 0...15 l/min, Schienengerät CH, NIST

mit federbelasteter Schienenklemme für bis zu 50 mm Schienen

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002; Flow wird über Handrad in 10 Raststufen eingestellt; Gaseingang NIST in Schienenklemme integriert; Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH