Labor-Kleinanlage



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	325050

Beschreibung

Labor-Kleinanlage,

für lokale Gasversorgung

komplett mit Montagewinkel, Anschlussbogen,

Absperrventil, Druckminderer mit Inhalts- u.

Arbeitsdruckmanometer und Verschraubungen

Gasart: (Bitte Gasart angeben!)

Eingang: gasartspezifischer Anschlussbogen

Abgang: Lötverschraubung

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH