Air Motor Forano, Schiene



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	902092

Beschreibung

Entnahmestelle Air Motor FORANO

Zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge mit Druckluft;
mit Rückführung für verbrauchte Luft; mit Rückschlagventil.
Ganzmetallausführung

Einbauart: Schiene
Eingang: CU-Rohr 8x1 mm
Ausgang: CU-Rohr 15x1 mm
Norm: DIN 13260-2 (Typ 1), DIN EN ISO 9170-1

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH