
Air Motor Forano, DVE



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	902091

Beschreibung

Entnahmestelle Air Motor FORANO

Zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge mit Druckluft;
mit Rückführung für verbrauchte Luft; mit Rückschlagventil.
Ganzmetallausführung.

Einbauart: DVE
Eingang: Drucklufttülle 8 mm
Ausgang: Ablufttülle 15 mm
Norm: DIN 13260-2 (Typ 1), DIN EN ISO 9170-1

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH