
Ventus 22 mm Ventileinsatz +NIST AIR-800



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900797

Beschreibung

Ventileinsatz für Ventus 22 mm

Gasart : AIR-800

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1 und die HTM 02-01.

Ventilbaugruppe bestehend aus:

- Absperrventil DN 20, G3/4"
- CU-Rohr 22mm Eingang / Ausgang
- Manometer 0...16 bar
- Drucksensor 0...16
- NIST Noteinspeisepunkt vor dem Absperrventil
- NIST Noteinspeisepunkt hinter dem Absperrventil
- Physische Trennstelle
- Gasartbeschriftung

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Eigenschaften

Erfüllte Norm	DIN EN ISO 7396-1 & HTM 02-01
Gasart	AIR-800-Druckluft 8bar
NIST Noteinspeisepunkt	2 NIST Noteinspeisepunkte

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH