
# Ventus 22 mm Ventileinsatz +NIST O2



| | |
|---|---|
| **Hersteller:** | Greggersen |
| **Produktnummer:** | 900790 |

## Beschreibung

Ventileinsatz für Ventus 22 mm

Gasart : O2

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1 und die HTM 02-01.

Ventilbaugruppe bestehend aus:

- Absperrventil DN 20, G3/4"
- CU-Rohr 22mm Eingang / Ausgang
- Manometer 0...16 bar
- Drucksensor -1...6
- NIST Noteinspeisepunkt vor dem Absperrventil
- NIST Noteinspeisepunkt hinter dem Absperrventil
- Physische Trennstelle
- Gasartbeschriftung

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Erfüllte Norm** | DIN EN ISO 7396-1 & HTM 02-01 |
| **Gasart** | O2-Sauerstoff |
| **NIST Noteinspeisepunkt** | 2 NIST Noteinspeisepunkte |

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH