Forano, Hinterteil, ger. Rohr, DIN, O2



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	903200

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in
Versorgungsschienen oder -kanäle.
Basisblock mit Distanzscheibe und Befestigungssteg;
hartverlötetem Kupferrohr, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:
- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Distanzscheibe
- Befestigungssteg

Technische Daten:
Gasart: Sauerstoff / O2
Einbauart: Medienversorgungsschiene
Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gerade, oben

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH