Vakuumreg. Skua 2.0 -30,AIR,SCHIENE,NIST



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	904603

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Skua -30, Schienengerät NIST

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Dosierung des Vakuums.
Das Vakuum wird mittels Druckluft nach dem Venturi-Prinzip
erzeugt. Mit 360° drehbarem Manometer; großes, ergonomisches,
Einstellhandrad; drehbare Ablufthülse.
Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).
Durch die Einstellmechanik ist eine stufenlose, genaue und
intuitive Regelung des Vakuums möglich. Das drehbare
Manometer ermöglicht dem Anwender das Ablesen des
eingestellten Wertes aus einem optimalen Blickwinkel.
Über die Ablufthülse lässt sich zudem der Luftstrom individuell ausrichten.
Die Reglereinheit erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 10079-3:2014 (high vacuum /high flow).
Material:

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Gehäuse: Aluminium, eloxiert

Handrad: Kunststoff

Schienenklemme: Aluminium, eloxiert

Technische Daten:

Gasart: med. Druckluft / AIR

Eingang: NIST-Gehäuse gemäß DIN EN ISO 18082

Regelbereich: 0 bis -30 kPa ± 10%

Leistung: >20 l Freeflow/min

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH