
Umschaltanlage MediControl MC2100R



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	326102

Beschreibung

Umschaltanlage MediControl 2100R

Leistung: 100 m³/h

Vordruck: max. 20000 kPa (200 bar

Hinterdruck: 500 kPa +/- 50 kPa (5 bar +/- 0,5 bar

elk. Anschluss: 230 V AC

Systemsprache: Deutsch

Modus: 2 Flaschenbatterien und Reserve

Gasart: ++++++++++++++++

Bestehend aus:

1 x MC2100

1 x Set Rohre MC2100 + Eingangsrohr Reserve

Mikroprozessor-gesteuerte Gasversorgungsanlage für 2-seitige Flaschenversorgung, Ausführung nach DIN EN ISO 7396-1, LCD-Display mit Angaben des Betriebszustands u. Servicemeldungen im Klartext, Weiterl. der

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Meldungen über potentialfreie Kontakte, sensorische Drucküberwachung, 2-stufige Druckreduzierung, 2.Stufe doppelt ausgelegt, pneum. Vorrangschaltung bei Netzausfall, mit Manometern und Noteinspeisemöglichkeit (NIST), komplett montiert auf Montageplatte inkl. Haube, inkl. Anschlussmöglichkeit für Reserveversorgung

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH