Verneblersteckventil mit Aufnahme AIR



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900774

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Aufnahme AIR

Steckergerät

Verneblersteckventil, fest eingestellt mit Aufnahme (oben) und

Kombistecker, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle.

Technische Daten:

Gasart: Druckluft

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 5 l/min ± 20%

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH