Verneblersteckventil mit Klammer O2



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900776

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Klammer O2

Steeckergerät

Verneblersteckventil, fest eingestellt mit Seitenklammer;

zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF/Flowtülle

Leistung: 5 l/min ± 20%

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH