SCHLAUCH, N2O, 3M, DIN - NIST, FN



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900364

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung

nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,

Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Lachgas / N2O

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 3,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart	N2O-Lachgas

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH