
Forano, Vorderteil, DIN, O2, ISO



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	905100

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

ISO 32

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage

auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung. Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

nach DIN EN ISO 9170-1 (ISO32 - weiß)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelemente

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (weiß)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH