Vakuumregler Specht -90 AIR Schiene Anti



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	500249

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-90, Schienengerät NIST, antimagnetisch

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.
Zum Befestigen an einer Geräteschiene (25x10 mm).
Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:
Niederdruck-Schlauchleitung AIR mit Ausgang NIST
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
Gasart: Druckluft / AIR
Eingang: NIST Gehäuse nach DIN EN ISO 18082
Regelbereich: 0 bis -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH