Kolibri 2 doppel Stecker DIN O2 Kinder



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	906409

Beschreibung

KOLIBRI 2, O2, 0...5 l/min

- Kinder - Doppel - DIN STECKERGERÄT -

Raststufen (2x):

0 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 l/min

Doppel-Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2
mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln
in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise
einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen
und -winkeln möglich.

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der

Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...5 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

2x 900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
Norm Eingang	DIN
Variante	Kinder Doppel

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH