Habicht Schiene, O2, NIST, Kolibr+Steckk



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	902677

Beschreibung

Notversorgungseinheit
Absaug- und Insufflationseinheit, für Sauerstoff
SCHIENENGERÄT NIST
Kombigerät zur Befestigung an eine Geräteschiene
Gasversorgung über einen Druckminderer oder
eine Gasentnahmestelle; Ejektorregler mit
Vakuummeter, Feinregulierventil und Schalldämpfer
mit Filteraufnahme, Kompaktflowmeter Kolibri mit
10 Flow-Raststufen und zusätzlichen Abgang 5 bar
als ZGV-Kupplung.

Gasart: Sauerstoff / O2
Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

bestehend aus:

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

-Schienenklemme mit Druckeingang NIST

-Verteilerblock, Distanzstück

-Kolibri Standard 0...15 l/min

-Ejektor-Regler 0 bis -0,9 bar

-Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH