
# Falke m. FLOW Stand. O2 DIN Tülle




| | |
|---|---|
| **Hersteller:** | Greggersen |
| **Produktnummer:** | 910200 |

## Beschreibung

Falke mit Flow, Standard,

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;

stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle unten

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Gasart** | O2-Sauerstoff |

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH