
Winkelstecker CO2 Tülle 7mm, DIN,ISO V4A



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	505154

Beschreibung

Winkelstecker für Kohlendioxid

mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Kohlendioxid / CO2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (grau)

Eigenschaften

Gasart	CO2-Kohlendioxid

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH