Doppelflowmeter, DIN, AIR, 0-15l/min



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900748

Beschreibung

Doppelflowmeter

-STECKERGERÄT-

Medizinisches Doppelflowmeter,
druckkompensiert nach DIN EN ISO 15002,
mit Feinregulierventil zur Dosierung des Flows,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Gasart: Druckluft

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 2 x 9/16-18 UNF

Leistung: je 0 ...15 l/min stufenlos regelbar

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

Eigenschaften

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH