Kolibri 2 Stecker MEDAP Neo



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	906453

Beschreibung

KOLIBRI 2, O2, 0...1 l/min

- Neonatal MEDAP STECKERGERÄT -

Raststufen:

0 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0, 6/ 0,8 / 1,0 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise

einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit

der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen

und -winkeln möglich.

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O2
Anschluss: Stecker MEDAP
Abgang: 9/16-18 UNF
Leistung: 0...1 l/min

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:
900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
Norm Eingang	MEDAP
Variante	Neo

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH