
Repa-Satz Mano Ventus neutral



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900495

Beschreibung

VENTUS

Repa-Satz Manometer neutral

bestehend aus:

Manometer 50 rd

Messbereich: 0-16 bar

für Neutrale Gase (AIR, N2O, CO2, AIR-800)

Gehäuse: Stahl schwarz

!! Öl- und fettfrei

inkl. O-Ring passend zu

Ventilblock VENTUS

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH