Tragbare Notversorgungs. Habicht Röhre



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	902696

Beschreibung

Notversorgungseinheit,
tragbar, ohne Sauerstoff-Flasche
- mit Röhrenflowmeter -

Notversorgungseinheit, Sauerstoff-Flowmeter
und Ejektor zur Erzeugung eines Vakuums
bestehend aus:
Tragegestell aus Edelstahl mit Ständer, zur Aufnahme
einer 3 L O2-Flasche, geeignet
zum Einhängen an Geräteschiene oder Bett,
zentraler Versorgungsblock mit Eingang NIST,
bestehend aus:
Flowmeter mit Feindosierventil zur Dosierung des Flows
und Ejektor mit Vakuummeter und Feindosierventil;

Gasart: Sauerstoff / O2
Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082
Abgang: Flowtülle / Vakuumtülle
Leistung: FLOW : 0...15 l/min

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

VAC: regelbar zwischen

0 und -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH