
Forano, Vorderteil, DIN, AIR ,ISO



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	905101

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

ISO 32

Gasart: Druckluft / AIR

Beschriftung: medical air / AIR

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage

auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

nach DIN EN ISO 9170-1 (ISO32 - schwarz/weiß)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Beschriftung: medical air / AIR

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (schwarz/weiß)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH