
Falke m. Flow Kind O2 DIN Tülle +1DIN



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	910206

Beschreibung

Falke mit Flow, Kinder

mit 1 Steckkupplung,

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;

stufenweise einstellbarer Durchfluss,

DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle / 1 Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2

Leistung: 0...5 l/min Flowtülle - 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0/0,1/ 0,3/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH